


Ta różnica sprawi, że to się uda.

Opaska żołądkowa MiniMizer Extra

MiniMIZER
EXTRA



Ta różnica sprawi, że to się uda.


Opaska żołądkowa MiniMizer Extra



*Mini*MIZER[®]
EXTRA

Mocowanie bez
pofałdowania.






MiniMIZER EXTRA

Podstawowe różnice:

- 1 bezpośrednio mocowanie bez pofaldowania:
zmniejszone ześlizgiwanie się
- 2 dwa stopnie zamknięcia:
mniej dopasowań po operacjach
- 3 część wewnętrzna jest połączona w całość z taśmą:
wypełnienie precyzyjne i koncentryczne

Elastyczne oczka zabezpieczające opaski przed przesuwaniem się



first closing position 10.5 cm (\varnothing 31 mm)
second closing position 9.75 cm (\varnothing 26 mm)

precise and concentric filling



MiniMIZER EXTRA



- 4 opaska żołądkowa uformowana fabrycznie
co ułatwia jej ulokowanie
- 5 mały port (ø 13 mm)
do umieszczania poniżej wyrostka mieczykowatego
- 6 średni port (ø 18 mm)
do umieszczania poniżej łuku żebrowego



port small



port medium



MiniMIZER EXTRA



with loops



 **BARIATRIC
SOLUTIONS**

Bariatric Solutions GmbH
Kaltenbacherstr. 24
CH - 8260 Stein am Rhein

Phone: +41 - 52 741 - 65 00
Faks: +41 - 52 741 - 65 02
info@bariatric-solutions.com
www.bariatric-solutions.com